Diese Komponente sollte nur von SPECTRO autorisiertem Servicepersonal installiert werden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen und/oder Fehlfunktionen des Geräts kommen. In diesem Fall werden sämtliche Garantien und Gewährleistungen ungültig.

Führen Sie nur die Wartung durch, die in Kapitel "Wartung" der Bedienungsanleitung beschrieben wird. Das Durchführen weiterer Wartungsarbeiten durch das Bedienpersonal ist verboten. Weiterführende Wartungsarbeiten (z. B. technische Wartung) oder Reparaturen dürfen nur durch vom Gerätehersteller autorisiertes Servicepersonal durchgeführt werden.

Nach jeder technischen Wartung oder Reparatur muss eine Überprüfung der Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Die Überprüfung erfolgt gemäß VBG4 / DIN EN 61010 oder einer vergleichbaren nationalen Prüfung.

Halten Sie immer die Wartungsintervalle ein, die der Hersteller vorgegeben hat und dokumentieren Sie die Wartungen. Dies dient der Erhaltung eines betriebssicheren Zustands.

Zur Reparatur des Geräts dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Der Einsatz von Fremdteilen führt zum Verlust der CE-Konformität.